## TU Dortmund

# V601 - Franck-Hertz-Versuch

Markus Stabrin markus.stabrin@tu-dortmund.de

Kevin Heinicke kevin.heinicke@tu-dortmund.de

Versuchsdatum: 4. Juni 2013

Abgabedatum: 11. Juni 2013

# 1 Einleitung

Der Franck-Hertz-Versuch hat eine große Bedeutung in der frühen Geschichte der Quantenmechanik. Er bestätigte bei seiner ersten Durchführung 1914 einige Annahmen der Bohrschen Postulate und ermöglichte somit einen ersten Einblick in die innere Struktur der Atome.

Durch die Anregung von Quecksilberatomen und die darauffolgenden Erscheinungen lässt sich die Existenz von diskreten Energieniveaus bestätigen. Dies soll im Folgenden näher erläutert werden.

# 2 Theorie

## 2.1 Wechselwirkungen in Atomhüllen

Der Franck-Hertz-Versuch macht sich eine leicht veranschaulichbare Wechselwirkung zwischen freien Elektronen und an einen Kern gebundene Hüllenelektronen zu Nutzen. Ein freies Elektron kann mit einem Atom kollidieren, wobei je nach Energie des Elektrons ein elastischer oder ein unelastischer Stoß auftritt.

Das Elektron wird dabei vom Coulombpotential des Hüllenelektrons abgestoßen. Falls das freie Elektron genügend kinetische Energie trägt, kann es einen bestimmten Teil dieser Energie während eines unelastischen Stoßes an das Hüllenelektron abgeben.

Das Atom befindet sich dann in einem angeregten, instabilen Zustand mit der Energie  $E_1$ , die größer als die Energie  $E_0$  des Grundzustandes ist.

Nach dem Stoß bewegt sich das freie Elektron auf Grund der geringeren Energie E' mit einer verminderten Geschwindigkeit  $v_2$  weiter. Zudem ändert es seine Richtung, in Abhängigkeit zu der Geometrie des Stoßes. Die übertragene Energie  $\Delta E$  beträgt

$$\Delta E = E_1 - E_0 = \frac{1}{2} m_0 \left( v_1^2 - v_2^2 \right) . \tag{1}$$

Die Energie E' des freien Elektrons lässt sich mit Hilfe der Gegenfeldmethode bestimmen, wodurch schließlich der Energieunterschied  $\Delta E$  ermittelt werden kann.

### 2.2 Quecksilber als Stoßpartner

In diesem Versuch wird Quecksilber benutzt, da die Struktur der außeren Schale (Hauptquantenzahl n=6) eine leichte Anregung durch Elektronenstöße erlaubt. Das stoßende Elektron vertauscht dabei mit dem Hüllenelektron. Das entspricht einem Umklappen des Elektronenspins, was eine Anregung in den ersten höheren Zustand zur Folge hat. Bei leichteren Kernen (z.B. Helium) ist dies praktisch unmöglich.

## 3 Versuchsaufbau

Der Franck-Hertz-Versuch ist in Abbildung 1 schematisch Dargestellt. In einem evakuierten Gefäß verdampft ein Tropfen Quecksilber, sodass sich Quecksilberatome homogen in diesem verteilen. Der Druck des Quecksilberdampfes kann durch die Temperatur T gesteuert werden.

Im unteren Teil des Gefäßes befindet sich eine Glühkathode aus Wolfram, die durch Gleichstrom erhitzt wird. Es treten auf Grund des glühelektrischen Effektes Elektronen aus dem Material aus und bilden eine Elektronenwolke um den Wolframdraht.

Zwischen Glühkathode und einem, in der




Abbildung 1: Versuchsaufbau [1].

Mitte des Gefäßes befestigtem Drahtgitter, wird eine Spannung  $U_{\rm B}$  angelegt, sodass die Elektronen in Richtung des Drahtgitters beschleunigt werden.

Hinter dem Drahtgitter, im oberen Teil des Gefäßes befindet sich eine weitere Elektrode, die zum Drahtgitter ein negatives Potential  $U_{\rm A}$  besitzt. Elektronen, die das Drahtgitter passieren und genügend Energie besitzten, können das Potential  $U_{\rm A}$  überwinden und als Auffängerstrom  $I_{\rm A}$  in der Elektrode gemessen werden. Langsame Elektronen werden dagegen zurück zum Drahtgitter gelenkt und von diesem absorbiert.

Durch Erhöhung der Beschleunigungsspannung  $U_{\rm B}$  kann die kinetische Energie der Elektronen stetig erhöht werden. Mit der Elektronenladung e gilt

$$E_{\rm kin} = e \cdot U_{\rm B} \,. \tag{2}$$

Bei konstanter Auffängerspannung  $U_{\rm A}$  erreichen dann mit steigender Spannung  $U_{\rm B}$  immer mehr Elektronen die Auffängerelektrode und der Strom  $I_{\rm A}$  wächst.

Auf dem Weg durch das Gefäß stoßen die Elektronen mit den Quecksilberatomen zusammen. Wenn sie nun genügend kinetische Energie  $E_{\rm kin} = \Delta E$  besitzen, sodass sie die Quecksilberatome anregen können, treten unelastische Stöße auf. Die gesamte En-




Abbildung 2: Idealisiertes Strom-Spannungs-Diagramm [1].

ergie der Elektronen geht dann in die Quecksilberatome über und der Strom  $I_{\rm A}$  fällt auf 0. Die kinetische Energie der Elektronen stimmt dann mit der Energie<br/>differenz  $\Delta E$  zwischen Grundzustand und erstem angeregten Zustand des Quecksilberatoms überein.

Durch weitere Erhöhung der Beschleunigungsspannung  $U_{\rm B}$  wiederholt sich dieser Prozess, sodass ein Strom-Spannungs-Diagramm, wie in Abbildung 2 dargestellt, entsteht. Durch Messung des Abstandes  $U_1$  zwischen zwei Strommaxima lässt sich somit die Energiedifferenz  $\Delta E$  bestimmen und es gilt

$$\Delta E = e \cdot U_1 \,. \tag{3}$$

#### 3.1 Systematische Abweichungen

Auf Grund verschiedener Effekte, die im Folgenden aufgeführt sind, weicht die tatsächlich messbare Kurve von der idealisierten Kurve in Abbildung 2 ab.

ullet Die Strom-Spannungs-Kuver ist um einen Wert K verschoben. Dieser Wert K bezeichnet das Kontaktpotential, welches auf Grund der verschiedenen Austrittsarbeiten des Kathoden- und des Gitterdrahtmaterials auftritt und durch das Fermi-Niveau  $\Phi$  der Materialien bestimmt ist:

$$K = \frac{1}{e}(\Phi_{\rm B} - \Phi_{\rm A})$$

- Die Kurve erscheint abgeflacht und verbreitert, weil die Elektronen nicht mit konstanter Geschwindigkeit aus dem Glühdraht austreten. Die Elektronen besitzen stattdessen ein Energiespektrum, welches als Fermi-Dirac-Verteilung bezeichnet wird. Dadurch fällt der Auffängerstrom  $I_A$  nach einem Maximum nicht mehr unstetig auf den Wert 0 ab, sondern nähert sich stetig einem Minumum, das nicht 0 ist.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Elektronen mit Quecksilberatomen kollidieren hängt stark vom Sättigungsdampfdruck  $p_{\text{sät}}$  des Quecksilbergases ab. Dieser legt die freie Weglänge  $\overline{w}$  fest, die ein Elektron durchschnittlich zurücklegen muss, um mit einem Quecksilberatom zu kollidieren. Es gilt

$$\overline{w} = \frac{0,0029}{p_{\text{sät}}},$$

$$p_{\text{sät}}(T) = 5.5 \cdot 10^{7} e^{-6876/T}.$$
(4)

$$p_{\text{sät}}(T) = 5.5 \cdot 10^7 e^{-6876/T} \,.$$
 (5)

Der Druck  $p_{\text{sät}}$  wird dabei in Millibar, die freie Weglänge  $\overline{w}$  in Zentimeter angegeben.

Falls die Weglänge  $\overline{w}$  größer als die Dimension a der Versuchsapparatur ist, treten kaum Kollisionen auf und eine Messung ist schwierig. Wenn die Weglänge  $\overline{w}$  viel kleiner ist als a, treten zwischen den unelastischen Stößen viele elastische Stöße auf, die mit starken Richtungsänderungen verbunden sind. Dadurch verringert sich die Anzahl der Elektronen, die die Auffangelektrode erreichen und das Ergebnis wird verfälscht.

# 4 Durchführung




Abbildung 3: Aufbau der hier verwendeten Apparatur [1].

Die hier verwendete Apparatur ist in Abbildung 3 dargestellt. Das gesamte, mit Quecksilberdampf befüllte Gefäß befindet sich in einem Blechgehäuse, welches durch einen elektronischen Temperaturregler erhitzt werden kann. Die Temperatur T wird mit einem elektronischen Thermometer gemessen. Die Brems- und Beschleunigungsspannungen  $U_{\rm A}$  und  $U_{\rm B}$  können kontinuierlich zwischen 0 und  $U_{\rm A}=11\,{\rm V}$  bzw.  $U_{\rm B}=60\,{\rm V}$  geregelt werden. Dabei kann die Zeit t, in der die Spannung geregelt wird, zwischen  $t=30\,{\rm s}$  und  $t=5\,{\rm min}$  variiert werden.

Der XY-Schreiber muss vor der ersten Messung justiert werden, indem ohne Eingangssignal der Nullpunkt beider Richtungen auf den Nullpunkt der Skalierung eingestellt wird. Der Y-Eingang wird dann mit dem Signal des Picoamperemeters, welches den Auffängerstrom  $I_{\rm A}$  misst, gespeist, der X-Eingang wahlweise mit der Spannung  $U_{\rm A}$  oder  $U_{\rm B}$ .

Vor jeder Messung müssen die maximalen Werte für Strom und Spannung eingestellt werden, sodass die Auslenkungen des XY-Schreibers für diese ebenfalls maximiert werden können. Dadurch ist sichergestellt, dass der XY-Schreiber nicht überregelt.

Zuerst wird die integrale Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bestimmt. Dazu wird der Auffängerstrom  $I_{\rm A}$  in Abhängigkeit der Bremsspannung  $U_{\rm A}$  bei konstanter Beschleunigungsspannung  $U_{\rm B}=11\,{\rm V}$  gemessen. Diese Messung wird bei Zimmertemperatur  $T\approx 20\,{\rm ^{\circ}C}$  und bei einer erhöhten Temperatur  $T\approx 150\,{\rm ^{\circ}C}$  durchgeführt. Aus dem Diagramm bei Zimmertemperatur lässt sich dann das Kontaktpotential K ablesen.

Anschließend wird bei einer Temperatur von  $T \approx 180\,^{\circ}\text{C}$  eine Frank-Hertz-Kurve aufgenommen. Dazu wird bei konstanter Auffängerspannung  $U_{\text{A}} \approx 1\,\text{V}$  die Beschleunigungsspannung  $U_{\text{B}}$  von 0 auf  $U_{\text{B}} = 60\,\text{V}$  geregelt. Aus der Kurve kann dann durch Abstandsmessung der Maxima die Energiedifferenz  $\Delta E$  aus Kapitel 2.1 bestimmt werden.

Schließlich wird bei einer Temperatur  $T \approx 105\,^{\circ}\mathrm{C}$  und einer Auffängerspannung  $U_{\mathrm{A}} = -30\,\mathrm{V}$  der Auffängerstrom  $I_{\mathrm{A}}$  gemessen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Polung des Y-Eingangs sowie des Picoamperemeters getauscht werden muss. Der Strom  $I_{\mathrm{A}}$  ist hierbei zunächst nicht messbar und steigt ab einer Bestimmten Spannung U stark, nahezu sprunghaft an. Durch extrapolation dieser Kurve auf den Wert  $I_{\mathrm{A}} = 0$  lässt sich dann die Ionisationsspannung  $U_{\mathrm{ion}}$  und damit die Ionisationsenergie  $E_{\mathrm{ion}}$  für Quecksilber bestimmen:

$$E_{\rm ion} = e \cdot U_{\rm ion} \tag{6}$$

# 5 Auswertung

### 5.1 Mittlere Weglänge

$T[^{\circ}]$	$p_{ m sät}[{ m mbar}]$	$\bar{w}[\mathrm{cm}]$	$\frac{a}{ar{w}}$
25	0.0052	0.5532	1.81
105	0.6924	0.0042	238.75
150	4.7948	0.0006	1653.38
190	19.5284	0.0001	6733.94

Tabelle 1: Errechnete Werte für  $p_{\mathrm{s\ddot{a}t}}$  und  $\bar{w}$  in Abhängigkeit von der Temperatur.

Das Verhältnis von der Länge der verwendeten Röhre a zu der freien Weglänge der Elektronen  $\bar{w}$  soll etwa einen Faktor von 1000-4000 ergeben. Nach den Formeln (5) und(4) ergaben sich die Werte aus Tabelle 1 für  $p_{\text{sät}}$  und  $\bar{w}$  mit  $a=1\,\text{cm}$ .

Es ist zu erkennen, dass die Temperaturen  $25\,^\circ$  und  $105\,^\circ$  nicht für eine Franck-Hertz Kurve geeignet sind, da das Verhältnis zu niedrig ist. Bei der Temperatur von  $190\,^\circ$  ist es schon etwas zu hoch, jedoch lassen sich noch akzeptable Ergebnisse erzielen, während bei  $150\,^\circ$  das Verhältnis in den geforderten Bereich fällt.

# 5.2 Energieverteilung der beschleunigten Elektronen

## **5.2.1** $25^{\circ}C$

$U_{\rm a}[{ m V}]$	$\Delta y$	$U_{\rm a}[{ m V}]$	$\Delta y$
7.000	0.1	8.500	0.3
7.125	0.1	8.625	0.3
7.250	0.1	8.750	0.4
7.375	0.1	8.875	0.3
7.500	0.1	9.000	0.4
7.625	0.1	9.125	0.4
7.750	0.1	9.250	0.6
7.875	0.1	9.375	0.8
8.000	0.1	9.500	1.2
8.125	0.1	9.625	2.0
8.250	0.2	9.750	3.8
8.375	0.2	9.875	1.5

Tabelle 2: Wertepaare der Energieverteilung bei 25 °.




Abbildung 4: Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bei 25 °.

Bei der Messung der Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bei Zimmertemperatur ergab sich aus Tabelle 2 ein maximaler Anstieg der Kurve bei:

$$U_{\text{a,max}} = 9.75 \,\text{V} \tag{7}$$

Die Energieverteilung der Elektronen ist in Graphik 4 dargestellt. Mithilfe des Zusammenhangs aus Gl. (3.1) ergibt sich für das Kontaktpotential:

$$U_{\rm b} - U_{\rm b,eff} = K \tag{8}$$

Mit  $U_{\rm b}=11\,{\rm V}$  und  $U_{\rm b,eff}=U_{\rm a,max}$  ergibt sich nun:

$$K = 1.25 \,\mathrm{V} \tag{9}$$

Qualitativ lässt sich sagen, dass der größte Teil der Elektronen Energien von  $9{,}25\,\mathrm{V}{-}10\,\mathrm{V}$  besitzt.

## **5.2.2** $150^{\circ}C$

$U_{\rm a}[{ m V}]$	$\Delta y$	$U_{\rm a}[{ m V}]$	$\Delta y$
1.00	0.8	3.50	0.8
1.25	0.8	3.75	0.8
1.50	0.8	4.00	0.5
1.75	0.8	4.25	0.4
2.00	0.9	4.50	0.4
2.25	0.8	4.75	0.1
2.50	1.0	5.00	0.0
2.75	0.8	5.25	0.0
3.00	0.8	5.50	0.0
3.25	0.9	5.75	0.0

Tabelle 3: Wertepaare der Energieverteilung bei 150 °.




Abbildung 5: Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bei 150°.

Aus den Wertepaaren der Energieverteilung in Tabelle 3 ist zu erkennen, dass mit zunehmender Bremsspannung  $U_a$  sich die Energie der Elektronen dem Wert 0 annähert. Die Werte sind in Graphik 5 dargestellt.

Im Vergleich zu der Kurve bei  $25^{\circ}$ , welche einen Peak bei ca.  $9,75\,\mathrm{V}$  besitzt, fällt der Graph bei  $150^{\circ}$  bis ca.  $4\,\mathrm{V}$  konstant. Ab etwa  $5\,\mathrm{V}$  ist die Verteilung konstant 0.

Dieser Abbruch ist durch die Anregungsenergie laut Literaturwert der Quecksilberatome bei  $U \approx 4.9\,\mathrm{V}$  zu erklären. Fallen Elektronen größer oder gleich dieser Energie auf ein Atom, gibt dieses den Anregungsbetrag an die äußeren Elektronen ab. So dass diese Elektronen nun im niedrigen Spannungsbereich aufzufinden sind.

Der konstante Abfall der Energie lässt sich durch die Fermie-Dirac-Verteilung erklären. So nimmt die Wahrscheinlichkeit mit höheren Energien ab.

Die stufenartige Form der Kurve ist auf das gewählte Ableseverfahren und die nahezu linearen Bereiche der integralen Kurve zurück zu führen.

### 5.3 Die Franck-Hertz Kurve

n-te Anregungsenergie	Anregungspotential[V]	$\Delta E[\text{eV}]$	$\lambda [\mathrm{nm}]$
1	4.52	7.24	274.30
2	4.52	7.24	274.30
3	4.52	7.24	274.30
4	4.76	7.63	260.47
5	5.00	8.01	247.97
6	5.00	8.01	247.97
7	5.24	8.40	236.61

Tabelle 4: Anregungsenergien und die daraus resultierende Anregungsenergie und die Wellenlänge der emittierten Strahlung der Franck-Hertz Kurve.

Aus der Franck-Hertz Kurve ergaben sich die Anregungspotentiale und Energien aus Tabelle 4. Die Anregungsenergie wurde nach Gleichung (3) berechnet. Für die Wellenlänge gilt:

$$\lambda = \frac{hc}{e_0 U_1} \tag{10}$$

Es ist eine Abflachung und Verbreiterung der Franck-Hertz Kurve (Anhang) mit zunehmender Beschleunigungsspannung  $U_{\rm b}$  zu erkennen. Da diese jedoch nur sehr gering bei  $U_{\rm b}=11\,{\rm V}$  sind kann der Effekt der elastischen Stöße vernachlässigt werden.

#### 5.4 Ionisierungsspannung

Eine Extrapolation der Kurve auf den Wert  $I_A = 0$  ergab:

$$U_{\rm x} \approx 13 \,\rm V$$
 (11)

 $U_{\text{ion}}$  ist nun durch den Zusammenhang  $U_{\text{ion}} = U_{\text{x}} - K$  gegeben. Mit dem Wert für K aus 5.2.1 ergibt sich für die Ionisationsspannung:

$$U_{\rm ion} \approx 11,75 \, \mathrm{V}$$

Dieser Wert liegt etwas über dem Literaturwert 10,44 eV. Dies kann an dem Fehler liegen, welcher durch das Anlegen der Asymptote entsteht.

# 6 Diskussion

Die Ergebnisse des Versuchs stimmen teilweise gut mit den Literaturwerten überein. So ergab sich für die Ionisationsspannung  $U_{\rm ion}\approx 11,75\,{\rm V}$  anstatt  $10,44\,{\rm eV}$ . Für den Anregungsstrom aus Aufgabe a) des Quecksilbers ergab sich  $U_{\rm a}=5\,{\rm V}$  statt  $U_{\rm a}=4,9\,{\rm V}$ . Jedoch gab es bei der Durchführung leichte Schwierigkeiten bei der Handhabung des XY-Schreibers. Nachdem das Prinzip verstanden wurde wurden jedoch gute Ergebnisse erzielt.

Bei der Auswertung war es jedoch relativ ungenau die Werte aus den Graphiken abzulesen.

## Literatur

- [1] Physikalisches Anfängerpraktikum der TU Dortmund: Versuch V601 Der Franck-Hertz-Versuch. http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V601.pdf. Stand: Juni 2013.
- [2] Anregungsenergie von Quecksilber. http://lp.uni-goettingen.de/get/text/1612.
- [3] Ionisationsenergie von Quecksilber. http://www.uni.merkertweb.de/p2/franck-hertz\_v.pdf.